

Diagnostica



PODOSTABIL

Pedana in bilaminato lavabile con corrimano di sostegno semicircolare in legno. Viene utilizzata in abbinamento al Podoscopio Lux per garantire al paziente una maggior sicurezza durante le fasi di analisi.

Dimensioni: ø 90 x Alt. 125 cm.

art. 11.66.003

(Podoscopio Lux escluso)

ANALIZZATORE POSTURALE LUX

Struttura in alluminio anodizzato. Pedana in materiale bilaminato anti-graffio con piedini regolabili.

Le due aste laterali sono complete di misuratori millimetrati dove scorrono i cursori con i fili per l'allineamento posturale.

Attrezzatura completa di specchio superiore orientabile.

Dimensioni:

Struttura: larg. 80 x prof. 72 x alt. 225 cm.

art. 11.66.027



PODOSCOPIO LUX

Apparecchio per l'analisi plantare. Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi e dei punti di maggior e minor carico. Doppia illuminazione laterale con lampade polarizzate.

Dimensioni: Larg. 46x Prof. 55 x Alt. 33 cm.

art. 11.66.002



PODOSCOPIO IN POLICARBONATO

- Struttura di base in PVC rigido
- Superficie d'esame in policarbonato sagomato
- Specchio di esame sulla base
- Doppia illuminazione laterale con lampade a luce polarizzata

Dimensioni (indicative):

Larg. 60 x Prof. 60 x Alt. 25 cm.

art. 11.66.004



ANALIZZATORE

Analizzatore dislivello delle creste iliache. Per valutare la dismetria degli arti inferiori.

art. 11.66.028

