

# LYRA

Alta qualità a un prezzo  
che non ti aspetti

## Qualsiasi posizione a qualsiasi altezza.

La sua caratteristica principale è la presenza di 2 attuatori elettrici indipendenti (uno per il sollevamento verticale e uno per il trendelenburg), che la rendono la prima poltrona **Stern Podia** con **2 motori** in grado di realizzare **3 movimenti** completamente indipendenti.

Il movimento dello schienale viene attivato da una leva posta sul lato destro, sotto la seduta, ad azione controllata che può essere raggiunta facilmente sia dall'operatore che dal paziente.

Grazie a queste caratteristiche la nuova poltrona **Lyra** può assumere la configurazione nella quale schienale, seduta e gambaie, si dispongono su un piano idealmente orizzontale a qualsiasi altezza.

- › Movimento verticale a pantografo con altezza minima di soli 48 cm, che agevola e favorisce l'approccio ed il congedo di tutti i pazienti anche i più difficili. Inoltre, grazie alla particolare geometria della struttura il carico nominale al sollevamento è di ben 200 Kg
- › Movimento di inclinazione dello schienale 75° (-15° -90°);
- › Movimento di inclinazione longitudinale (trendelenburg) 25°;
- › Gambaie montate su slitte telescopiche allungabili e divaricabili, inclinabili e sollevabili verticalmente;
- › Braccioli entrambi abbattibili
- › Comando a pedale via cavo: doppio tasto per il movimento verticale, doppio tasto per il movimento di inclinazione longitudinale (trendelenburg), tasto 0 che permette i movimenti simultanei per un rapido ritorno alla posizione iniziale.
- › Movimento di rotazione opzionale

